


[Ko-Validiert] Anti-Pdk1/Pdpk1-Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - O15530

Artikelnummer: CM0021039



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PDK1/PDPK1, durch Knockout validiert. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Eine zentrale Kinase in der Insulinsignalisierung sowie bei Zellproliferation und Zellüberleben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] PDK1/PDPK1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; K1
Spezies	Mensch
GeneID	5170 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 409-556 des humanen PDK1/PDPK1 entspricht (NP_002604.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15530
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel