

[Ko Validiert] Anti-Pdlim5 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q96Hc4

Artikelnummer: CM0005947



Einführung

PDLIM5 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für Western Blot, IP, IHC-P und ELISA. Hergestellt unter Verwendung eines rekombinanten Proteinimmunogens zur Detektion von menschlichem PDZ- und LIM-Domainprotein 5 in der Herz- und Hirnforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] PDLIM5 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	L9; ENH; LIM; ENH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10611
GenID	10611
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-300 von menschlichem PDLIM5 (NP_006448.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96HC4
Proteingewicht	15-68 kDa
Versand	Eisbeutel