

## [Ko-Validiert] Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Pepck/Pck2 - Q16822

Artikelnummer: CM0020733

### Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PEPCK/PCK2. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Forschungswerkzeug für Glukoneogenese, Ferroptose und den mitochondrialen Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO-validiert] PEPCK/PCK2-Kaninchen-pAb                                                                                        |
| Anmerkungen/Alias | PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; K2                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                         |
| GeneID (Mensch)   | 5106                                                                                                                           |
| GeneID            | 5106                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 des humanen PEPCK/PCK2 (NP_004554.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | Q16822                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 71 kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                       |