


Ko Validierter Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Phd2/Egln1 Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzt9

Artikelnummer: CM0018123



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PHD2/EGLN1, KO validiert. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt PHD2 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Hypoxie und HIF-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] PHD2/EGLN1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HPH2; PHD2; SM20; ECTY3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; N1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	54583
GenID	54583
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZT9
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel