

[KO Validiert] Anti-Pka Rii α (Prkar2A) Polyklonaler Antikörper - P13861

Artikelnummer: CM0015737



Einführung

[KO Validiert] Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches PKA RII α (PRKAR2A). Geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der cAMP-Signalisierung und PKA-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] PKA RII α (PRKAR2A) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PKR2; PRKAR2; A)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5576
Gen-ID	5576
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-404 von menschlichem PKA RII α (PRKAR2A)/PKR2 (NP_004148.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13861
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel