

[Ko Validiert] Anti-Pml Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P29590

Artikelnummer: CM0011870



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen das humane PML-Protein, validiert für Knockout-Anwendungen. Geeignet für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes PML, relevant für Tumorsuppression, Apoptose und antivirale Abwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] PML Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5371
GenID	5371
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-185 von humanem PML (NP_150241.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P29590
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel