

[Ko Validiert] Anti-Pml Kaninchen Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P29590

Artikelnummer: CM0017817



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen das humane PML-Protein, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Unentbehrliches Werkzeug für die Untersuchung von Tumorsuppression, Apoptose und antiviralen Abwehrmechanismen, die durch PML-Körperchen vermittelt werden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] PML Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; ML
Spezies	Mensch
GenID	5371
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-600 von humanem PML (NP_150241.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P29590
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Eisbeutel