

Ko Validierter Anti-Pnp Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00491

Artikelnummer: CM0023608



Einführung

KO-validierter Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes PNP (Purinnukleosid-Phosphorylase) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Molekulargewicht ca. 32 kDa. Geeignet für die Forschung zum Nukleosidmetabolismus und zur Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] PNP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NP; PUNP; PRO1837
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4860
GenID	4860
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-289 des humanen PNP (NP_000261.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00491
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel