


[Ko-Validiert] Anti-Prmt4/Carm1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q86X55

Artikelnummer: CM0002020



Einführung

KO-validierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen PRMT4/CARM1 (Q86X55) für WB, IP und ELISA. Reagiert mit menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für Chromatinbiologie, Transkriptionsregulation und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] PRMT4/CARM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PRMT4; M1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10498
Gen-ID	10498
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 486-603 von humanem PRMT4/CARM1 (NP_954592.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86X55
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel