


Ko-Validiertes Anti-Prmt4/Carm1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86X55

Artikelnummer: CM0022784



Einführung

KO-validiertes kaninchenpolyklonales Antikörper, der gegen PRMT4/CARM1 (SWISS: Q86X55) gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliche, murine und Rattenproteine; ideal für Transkriptions- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] PRMT4/CARM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRMT4; M1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10498
Gen-ID	10498
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 486-603 von menschlichem PRMT4/CARM1 (NP_954592.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86X55
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel