


[Ko-Validiert] Anti-Psap-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07602

Artikelnummer: CM0021050



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen PSAP (Prosaposin), KO-validiert, für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Essenziell für die Erforschung lysosomaler Speicherkrankheiten und der Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] PSAP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; AP
Art	Mensch
GeneID	5660
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07602
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku