


Ko Validierter Polyklonaler Kaninchen-Anti-Psme2-Antikörper Für Western Blot Und Elisa - Q9UI46

Artikelnummer: CM0016761



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PSME2 (PA28β, REGβ). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Unentbehrliches Werkzeug für die Erforschung von Immunoproteasomen und Antigenprozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] PSME2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PA28B; REGβ; PA28β; E2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5721
GeneID	5721
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-239 von humanem PSME2 (NP_002809.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UL46
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eispackung