

[Ko-Validiert] Anti-Ptbp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26599

Artikelnummer: CM0024224



Einführung

KO-validierter PTBP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten PTBP1, einen wichtigen Spleißregulator. Ideal für IVD- und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] PTBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNP-I; HNRNP-I; P1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5725
GeneID	5725
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-290 des humanen PTBP1 (NP_114368.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P26599
Protein-Gewicht	60kDa
Versand	Eistasche