

[Ko Validiert] Anti-Rbm3 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P98179

Artikelnummer: CM0021767



Einführung

RBM3 Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das Kälteinduzierbare RNA-bindende Protein 3 (P98179), das an der Translationsregulation und Stressantwort beteiligt ist. Geeignet für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] RBM3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RNPL; IS1-RNPL; M3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5935
GenID	5935
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-157 des menschlichen RBM3 (NP_006734.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P98179
Proteinmasse	17 kDa
Versand	Eisbeutel