

[Ko Validiert] Anti-Rela Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q04207

Artikelnummer: CM0022670



Einführung

Poliklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-RELA (NF-kB p65), validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit humanem Protein. Ideal für die Erforschung von Entzündung, Immunität, Zellwachstum und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] RELA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	p65, p65 NFkB, p65 NF-kappa B, LA
Spezies	Maus
GeneID	19697 (Maus)
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-RELA
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q04207
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel