

[Ko Validiert] Anti-Rhogdi Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P52565

Artikelnummer: CM0003823



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes RhoGDI (Rho GDP-Dissoziationsinhibitor 1, ARHGDIA). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Homöostase von Rho-Proteinen und der Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] RhoGDI Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	396
GenID	396
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-150 von humanem RhoGDI (P52565) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52565
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel