

[Ko Validiert] Anti-Rhogdi Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P52565

Artikelnummer: CM0015656



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RhoGDI (ARHGDIA). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Untersuchung der Regulation von Rho-Proteinen und Zellmotilität in Krebs- und Normalzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] RhoGDI Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	396
GenID	396
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-204 des humanen RhoGDI (NP_001172006.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52565
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel