


Ko-Validierter Anti-Rpl22 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35268

Artikelnummer: CM0026013



Einführung

KO-validierter kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das ribosomale Protein L22 (RPL22), für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Ribosomenbiologie und Forschung zur translationalen Kontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] RPL22 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22
Spezies	Human
GeneID (Human)	6146
GeneID	6146
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-122 des humanen RPL22 (NP_000974.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35268
Protein-Größe	15kDa
Versand	Eisbeutel