

[Ko-Validiert] Anti-Scyl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Kg9

Artikelnummer: CM0026083

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen SCYL1 (N-terminale Kinase-ähnliches Protein). Validiert für Western Blot und ELISA in humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Forschung zu Transport und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] SCYL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GKLP; NKTl; NTKL; P105; TAPK; TEIF; TRAP; HT019; SCAR21; L1
Spezies	Human
GeneID (Human)	57410
GeneID	57410
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 460-740 von humanem SCYL1 (NP_065731.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96KG9
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel