


[Ko Validiert] Anti-Sec61B Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P60468

Artikelnummer: CM0013841



Einführung

Validierter Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes SEC61B, eine Kernuntereinheit des ER-Translokation-Komplexes. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur ER-Translokation und zum Proteintransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] SEC61B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SEC61B; 1B
Spezies	Mensch
GeneID	10952
Immunogen	Synthetisches Peptid im Bereich der Aminosäuren 1-96 von humanem SEC61B (NP_006799.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60468
Proteinmasse	10 kDa
Versand	Eisbeutel