

[Ko-Validiert] Anti-Selenbp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q13228

Artikelnummer: CM0013506

Einführung

[KO-validiert] Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SELENBP1 (Methanthioloxidase) für WB, IF/ICC, ELISA. Validiert in humanen und murinen Proben. Ideal für Krebs- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KO-validiert] SELENBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMT0; SBP56; HEL-S-134P; P1
Spezies	Human
GeneID (Human)	8991
GeneID	8991
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 243-472 von humanem SELENBP1 (NP_003935.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q13228
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel