


[Ko Validiert] Anti-Sephs1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper - P49903

Artikelnummer: CM0016713



Einführung

KO-validierter anti-SEP1 Kaninchen-poliklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-SEP1. Nützlich für die Forschung an Zinkore-Komplexen und Transkriptionsfaktor-Stabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] SEP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	SPS; SELD; SPS1; S1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	22929
GeneID	22929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-392 des menschlichen SEP1 (NP_036379.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49903
Proteinmasse	43kDa
Versand	Eisbeutel