

[Ko Validiert] Anti-Serpinb5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P36952

Artikelnummer: CM0015315



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SERPINB5 (Maspin), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Unterstützt Studien zur Tumorsuppression und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] SERPINB5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PI5; Maspin; B5
Art	Mensch
Gen-ID	5268
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz umfasst, die den Aminosäuren 21-189 des humanen SERPINB5 (NP_002630.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P36952
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku