


[Ko Validiert] Anti-Setd7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wts6

Artikelnummer: CM0027458



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen SETD7, eine Histon-H3K4-Methyltransferase. Spielt eine Schlüsselrolle bei der epigenetischen transkriptionellen Aktivierung und der Methylierung von nicht-Histon-Substraten. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA an Human, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] SETD7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; D7
Spezies	Mensch
GenID	80854
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-366 von menschlichem SETD7 (NP_085151.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WTS6
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel