

[Ko Validiert] Anti-Shmt2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P34897

Artikelnummer: CM0008460



Einführung

KO-validierter Anti-SHMT2 Kaninchen-Monoklonalantikörper für WB, IF, IHC, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem SHMT2. Ideal für die Forschung zum mitochondrialen Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel und zum Folsäureweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] SHMT2 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6472
Gen-ID	6472
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 405-504 von humanem SHMT2 (NP_005403.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P34897
Proteingewicht	53 kDa/55 kDa/56 kDa
Versand	Eisbeutel