

[Ko-Validiert] Anti-Sirt1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q96Eb6

Artikelnummer: CM0005989

Einführung

KO-validierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes SIRT1 (SIR2/SIR2L1). Geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P, FC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SIRT1 mit einer Bande bei ~82 kDa. Ideal für Epigenetik- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] SIRT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha
Spezies	Human
GeneID (Human)	23411
GeneID	23411
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem SIRT1.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intrazellulär), ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96EB6
Proteingewicht	82 kDa
Versand	Eisbeutel