

[Ko Validiert] Anti-Sirt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Eb6

Artikelnummer: CM0021878



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SIRT1 (NAD-abhängige Deacetylase Sirtuin-1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Stoffwechsel, Apoptose, Chromatinregulation und Altern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] SIRT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; SIRT1
Spezies	Human
GenID (Human)	23411
GenID	23411
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96EB6
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel