

[Ko Validiert] Anti-Sirt3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9NTg7

Artikelnummer: CM0002874



Einführung

SIRT3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Ziel ist die humane mitochondriale Deacetylase SIRT3, die am Stoffwechsel und der Stressantwort beteiligt ist. Uniprot Q9NTG7.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] SIRT3-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	SIR2L3; T3
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	23410
GeneID	23410
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-399 von humanem SIRT3 entspricht (NP_036371.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NTG7
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel