

Ko-Validierter Polyklonaler Anti-Slc25A22-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H936

Artikelnummer: CM0019832

Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den mitochondrialen Glutamat-Carrier SLC25A22. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Neurowissenschaft, Diabetes- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] SLC25A22 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	GC1; DEE3; GC-1; EIEE3; NET44; 22
Spezies	Mensch
GeneID (human)	79751
GeneID	79751
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 128-188 des menschlichen SLC25A22 (NP_078974.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H936
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku