

[Ko-Validiert] Polyklonaler Anti-Slc25A23-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bv35

Artikelnummer: CM0019467

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SLC25A23, validiert für WB und ELISA. SLC25A23 ist ein mitochondrialer Adeninnukleotid-Antiporter und eignet sich für die Erforschung des Energiestoffwechsels und der Kalziumsignalübertragung. Reagiert mit humanem, murinem und Rattenprotein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] SLC25A23-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; 23
Art	Mensch
Gen-ID	79085
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-160 des humanen SLC25A23 (NP_077008.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BV35
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel