

[Ko Validiert] Anti-Slc25A4/Ant1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper - P12235

Artikelnummer: CM0020749

Einführung

KO-validierter Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen SLC25A4/ANT1, die mitochondriale ADP/ATP-Translokase. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Molekulargewicht ~33 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] SLC25A4/ANT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	291
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 von menschlichem SLC25A4/ANT1 (NP_001142.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12235
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel