


KO Validierter Anti-Smad1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15797

Artikelnummer: CM0023723



Einführung

KO-validierter anti-Smad1 Kaninchen-poliklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-Smad1. Geeignet für Forschung zu BMP-Signaltransduktion, embryonale Entwicklung und Zelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Smad1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4086
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-240 von humanem Smad1 (NP_001003688.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15797
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eispackung