

[Ko-Validiert] Anti-Smad3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Chip, Elisa - P84022

Artikelnummer: CM0002366

Einführung

KO-validierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Smad3 (P84022). Erkennt humanes, murines und ratten Smad3. Geeignet für WB, IHC-P, IP, ChIP und ELISA. Ideal für TGF-beta-Signalweg- und Transkriptionsregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Smad3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4088
Gen-ID	4088
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 100-200 von humanem Smad3 (NP_005893.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P84022
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eistasche