


[Ko Validiert] Anti-Sod2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04179

Artikelnummer: CM0018504



Einführung

Kaninchchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches SOD2, validiert in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein 25 kDa Protein. Ideal für die Forschung zu oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] SOD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GC1, IPOB, IPO-B, MNSOD, MVCD6, GCInc1, Mn-SOD, D2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6648
GenID	6648
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-222 von menschlichem SOD2 (NP_000627.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04179
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel