


Ko-Validiertes Anti-Src-Monoklonalantikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P12931

Artikelnummer: CM0003352



Einführung

KO-validiertes Kaninchen-Monoklonalantikörper, das gegen humanes Src (c-Src) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem Src. Ideal für Src-Signaltransduktions-, Krebs- und Osteoklastenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] Src Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; rc
Spezies	Human
GenID (Human)	6714
GenID	6714
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Src (P12931) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12931
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel