


[Ko Validiert] Anti-Stat5B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P51692

Artikelnummer: CM0003132



Einführung

KO validierter rekombinanter Anti-STAT5B Kaninchen monoklonaler Antikörper; validiert für WB, IP, ELISA; detektiert humanes, Maus-, Ratten-STAT5B; Signaltransduktor und Transkriptionsaktivator 5B, beteiligt an der Zytokin-Signalübertragung. - P51692.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] STAT5B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	STAT5; GHISID2; 5B
Spezies	Human
Gen-ID	6777
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 600-787 von humanem STAT5B (P51692) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51692
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Eisbeutel