

[Ko-Validiert] Anti-Strap-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y3F4

Artikelnummer: CM0021495

Einführung

Dieser KO-validierte Anti-STRAP-Kaninchen-Polyklonalantikörper detektiert STRAP in Human-, Maus- und Rattenproben mittels WB und ELISA. Er ist ideal für die Forschung zu spliceosomaler snRNP-Assemblierung, TGF-beta-Signalgebung und PDPK1-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] STRAP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MAWD; PT-WD; UNRIP; AP
Spezies	Human
GeneID (Human)	11171
GeneID	11171
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-350 von humanem STRAP (NP_009109.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3F4
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eistüte