

[Ko Validiert] Anti-Sugp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ix01

Artikelnummer: CM0022088



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SUGP2 (SFRS14), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines SUGP2 mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 120 kDa. Geeignet für die mRNA-Spleißforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] SUGP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SFRS14; SRFS14; P2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10147
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 500-700 von humanem SUGP2 (NP_055699.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8IX01
Proteingewicht	120kDa
Versand	Eistasche