

[Ko Validiert] Anti-Suz12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q15022

Artikelnummer: CM0030892



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches SUZ12, eine Kernkomponente von PRC2, gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für epigenetische und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] SUZ12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHET9; IMMAS; JAZ1; 12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23512
GenID	23512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 470-739 von menschlichem SUZ12 (NP_056170.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15022
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel