

[Ko-Validiert] Polyklonaler Anti-Tfap4-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q01664

Artikelnummer: CM0020775

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen TFAP4 (AP-4, bHLHc41). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem TFAP4 und Ratten-TFAP4. Ideal zur Untersuchung der Transkriptionsregulation durch Bindung an das CAGCTG-Motiv. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] TFAP4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AP-4; bHLHc41; P4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7023
GeneID	7023
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-338 des humanen TFAP4 (NP_003214.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q01664
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku