


[Ko Validiert] Anti-Tlk2 Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q86Ue8

Artikelnummer: CM0028276



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TLK2, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines TLK2, eine Serin/Threonin-Kinase, die an Chromatin-Assemblierung und DNA-Schadensantwort beteiligt ist. Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] TLK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HsHPK, MRD57, PKU-ALPHA, K2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11011
Gen-ID	11011
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-220 des humanen TLK2 (NP_006843.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q86UE8
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eistasche