

[Ko Validiert] Anti-Tmed10 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49755

Artikelnummer: CM0020727

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TMED10 (TMP21/p23), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung des ER-Golgi-Vesikeltransports und von Cargo-Rezeptorfunktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] TMED10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p23; TMP21; p24d1; S31I125; Tmp-21-I; S31III125; P24(DELTA); 10
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10972
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-190 von humanem TMED10 (NP_006818.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49755
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel