


[Ko Validiert] Anti-Trim21/Ss-A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P19474

Artikelnummer: CM0005836



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TRIM21/SS-A (Ro52, SSA1), validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Geeignet für die Untersuchung der E3-Ubiquitin-Ligase-Funktion, Autophagie und Autoimmunreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] TRIM21/SS-A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; -A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6737
Gen-ID	6737
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 86-334 von humanem TRIM21 (NP_003361.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P19474
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel