

[Ko Validiert] Anti-Trim25 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14258

Artikelnummer: CM0012371



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches TRIM25 (EFP, RNF147), KO validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf die E3-Ubiquitin/ISG15-Ligase ab, die an der angeborenen Immunität und antiviralen Abwehr beteiligt ist. - Q14258

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] TRIM25 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	EFP; Z147; RNF147; ZNF147; 25
Spezies	Mensch
GenID	7706
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 100-200 von menschlichem TRIM25 (Q14258)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14258
Proteinmasse	71 kDa
Versand	Eisbeutel