


[Ko-Validiert] Anti-Ttc11/Fis1 Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb - Q9Y3D6

Artikelnummer: CM0002648



Einführung

KO-validierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen TTC11/FIS1, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Eingesetzt in der Forschung zu mitochondrialer Spaltung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] TTC11/FIS1 monoklonaler Kaninchen-Antikörper (mAb)
Anmerkungen/Alias	TTC11; CGI-135; S1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51024
GeneID	51024
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-122 des menschlichen TTC11/FIS1 (NP_057152.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3D6
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel