


[Ko Validiert] Anti-Ttc11/Fis1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y3D6

Artikelnummer: CM0019721



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes TTC11/FIS1, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu mitochondrialer Spaltung, Apoptose und peroxisomaler Spaltung. Gen-ID: 51024.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] TTC11/FIS1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	TTC11; CGI-135; S1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51024
Gen-ID	51024
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3D6
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel