

Ko-Validierter Polyklonaler Anti-Txndc9-Antikörper Für Wb Und Elisa - O14530

Artikelnummer: CM0019206

Einführung

KO-validierter polyklonaler TXNDC9-Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-TXNDC9, einen negativen Regulator der ATPase-Aktivität des TCP1-Chaperonins. Für Untersuchungen zur Proteinfaltung und zum Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] TXNDC9-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	APACD; PHLP3; C9
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10190
GeneID	10190
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-110 des humanen TXNDC9 (NP_005774.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14530
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel