


[Ko Validiert] Anti-Vat1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99536

Artikelnummer: CM0020639



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen VAT1, geeignet für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Chinon-Oxidoreduktase-Funktion, des Lipidtransports und der mitochondrialen Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] VAT1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	VAT1; T1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10493
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem VAT1 (NP_006364.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99536
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel