


Ko-Validierter Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Von Hippel-Lindau/Vhl Für Wb, Elisa - P40337

Artikelnummer: CM0006749



Einführung

KO-validierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes VHL, geeignet für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-VHL. Ideal zur Untersuchung von Ubiquitinierung und Tumorsuppressionswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Von Hippel-Lindau/VHL-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; Von Hippel-Lindau/VHL
Art	Mensch
GeneID	7428
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-200 des humanen Von Hippel-Lindau/VHL (NP_000542.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40337
Proteinmasse	24 kDa
Versand	Kühlakku