


Ko Validierter Polyklonaler Kaninchen-Anti-Vrk1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99986

Artikelnummer: CM0025294



Einführung

KO validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes VRK1, geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murine und Ratten-VRK1, eine Serin/Threonin-Kinase, die am Zellzyklus und der DNA-Schadensantwort beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] VRK1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PCH1, PCH1A, K1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7443
GeneID	7443
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 257-396 des menschlichen VRK1 (NP_003375.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99986
Proteinmasse	45kDa
Versand	Eisbeutel